

ST.A.R.90 F4 Codo

Fijador Externo Articulado Codo

Fijador Externo estable unilateral

Flexión y extensión controlada

Fácil de usar, discreto

*Movimiento
guiado del codo
de manera estable*

citieffe[®]
Essential moves in Trauma



external
FIXATION



monolateral
fixators



articulations

ESTÉRIL



ST.A.R.90 F4 Codo

Lesiones agudas del ligamento o de la articulación del codo (dislocaciones inestables, fracturas inestables, fracturas multi fragmentarias relacionadas con una osteosíntesis interna), lesiones crónicas articulares del codo (inestabilidad del codo y rigidez)

- ✓ Fijador del codo Universal y Unilateral (Derecho e Izquierdo)
- ✓ Posicionamiento versátil de los tornillos óseos
- ✓ Tornillos óseos corticales autoperforantes de doble diametro
- ✓ Distracción articular controlada micrométricamente

Componente articular
radiotransparente para una
visualización óptima con rayos X



Ejemplo de caso clínico
Dislocación de la fractura
del codo



Pre-op



Post-op



Remoción del fijador

Referencias bibliográficas

Maniscalco P, Pizzoli AL, Renzi Brivio L, Caforio M. Hinged external fixation for complex fracture-dislocation of the elbow in elderly people. *Injury*. 2014 Dec;45 Suppl 6:S53-7.



citieffe®
Essential moves in Trauma

Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)
Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870
info@citieffe.com - www.citieffe.com