

SET QUIRÚRGICO FIJADOR EXTERNO MUÑECA



EXTERNAL
fixation



monolateral
fixators



articulations

Fácil visualización de la fractura
durante la reducción y en el seguimiento

Posible distracción intraoperatoria controlada
para la reducción final de la fractura

Ergonómico y cómodo para el paciente

Set Quirúrgico Fijador Externo Muñeca

Fracturas inestables radio distal; fracturas expuestas o fracturas asociadas a grave sufrimiento de los tejidos blandos, luxaciones radiocarpianas.


Componentes del set quirúrgico

Fijador Externo ST.A.R.90 F4 Muñeca (1 ud)


Cuerpo central telescópico **radiotransparente**



Excursión libre con el tornillo central abierto



Distracción controlada girando la tuerca



Tornillos óseos para cortical (4 uds)



Llave angulada 5mm (1 ud)

incluida en el paquete del fijador



Disponible en tres versiones:

- PK-060** Set quirúrgico fijador de muñeca **60/20** (con 4 tornillos óseos de longitud total 60 mm)
- PK-070** Set quirúrgico fijador de muñeca **60-80/20** (con 2 tornillos óseos de longitud total 60 mm y 2 de longitud total 80 mm)
- PK-080** Set quirúrgico fijador de muñeca **80/20** (con 4 tornillos óseos de longitud total 80 mm)